

Especificaciones Técnicas

Opciones de vapoirzador	Enflurane, Isoflurane, Sevoflurane
Opciones de llenado	Por botella, por llave; Llenado rápido (Solo Sevoflurane)
Rango de temperatura	10°C ~40°C
Humedad	10~95%
Capacidad de llenado por agente	360 mL (mecha seca) 300 mL (mecha húmeda)
Ángulo máximo de inclinación	30°
Peso	6.9kg (vacío) 7.6kg (lleno)
Dimensiones	205mm×120mm×239mm
Rango de Concentración	Enflurane 0.2 to 5% Isoflurane 0.2 to 6% Sevoflurane 0.2 to 8%
Sistema de Montaje	Selectatec**
Servicio	Libres de servicio



Vaporizador V60



DISTRIBUIDOR:



Mindray is listed on the NYSE under the symbol “MR”
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 26582888 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com Website: www.mindray.com



MINDRAY is a trademark of Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd.. Specifications subject to changes without prior notice.
© 2010 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
P/N:ENG-vaporizer-420285-20110902

Quick-fill is a registered trademark of Abbott Laboratories Selectatec** is a registered trademark of GE/Dalex-Ohmeda



Mayor capacidad

La innovadora capacidad interna más grande puede acomodar hasta 360 ml de agente anestésico con mecha seca (300 ml con mecha húmeda), vaporizador V60 no deja ningún residuo dentro de los agentes cuando se rellena el vaporizador para proteger su inversión. Mientras tanto un tiempo de trabajo más largo asegura una salida más estable de los agentes durante todo el periodo de operación.

Confiable y Seguro

Con más de 20 años de experiencia en la fabricación de dispositivos médicos, Mindray presenta este vaporizador V60 confiable y seguro mediante la tecnología de derivación integrada y material de primera clase. Los clientes de todo el mundo han demostrado su calidad.

Libre de mantenimiento

Autorizado por la tecnología de vaporizador de renombre, proveedor de anestesia puede entregar agente hipnótico para la anestesia de bajos flujos sin preocuparse por el problema de servicio. El diseño libre de servicio asegura que no se necesita calibración durante todo el período de trabajo



Diseño flexible

Hasta 3 tipos diferentes de llenado con 3 agentes de anestesia diferentes, vaporizador V60 puede proporcionar una solución versátil de combinación de anestesia para diferentes regiones. El Sistema de montaje Selectatec** se asegura de que el vaporizador V60 se podría utilizar en la mayoría de las máquinas de anestesia del mundo.



Compensación Automática

La compensación automática de flujo / temperatura / presión hace que el vaporizador V60 produzca una concentración estable de agentes en diferentes ambientes, especialmente durante la anestesia de bajo flujo. Cada vaporizador ha pasado por una serie de pruebas de calidad antes de lanzarse a nuestros clientes.

